

产品名称: 5×上样缓冲液

产品货号: RA10055

产品概述

本品适用于蛋白质 SDS-PAGE 电泳时的蛋白上样操作。其采用新型还原剂配方,不含β-巯基乙醇和 DTT,无异味,操作更安全。本品含变性剂和还原剂,不适用于蛋白的非变性电泳和变性非还原电泳。

产品规格

产品名称	保存条件	规格 1	规格 2
5×上样缓冲液	-20℃	1mL*5	10mL*2

本产品冰袋运输;保存于-20℃,有效期1年。

产品特点

低粘稠:粘稠度低,取样便利; **环保无毒**:无毒无刺激性气味。

使用说明

1、室温溶解本品后,按照样本体积的 1/4 添加相应体积的本品;

2、95℃水浴或金属浴加热 10min, 使蛋白充分变性;

3、待样本冷却至室温,即可直接上样;

注意事项

1、本产品稀释至 1*后也可直接用于细胞或组织样本的裂解;

2、本品仅限科研使用。

Web: https://www.enkilife.cn E-mail: order@enkilife.cn (销售) tech@enkilife.cn (技术支持) Tel: 027-87002838