

Hank's 平衡盐溶液 (HBSS) , 含钙、镁、酚红

基本信息

货号	规格	形态	储存条件	运输条件	有效期
RC0182	500 mL	液体	2~30°C	常温	36 个月

产品简介

平衡盐溶液 (Balanced Salt Solution, BSS) 也叫生理溶液 (Physiological Solution) , 是集缓冲液的缓冲力、生理盐水的等渗性以及培养液的营养供应特点于一体的, 具有维持渗透压、保持 pH 稳定以及提供简单的营养的作用, 可满足体外实验中组织、器官或细胞的生存和代谢的基本需要。一些平衡盐溶液中还添加了少量酚红, 用以指示溶液的酸碱度变化。

Hank's 平衡盐溶液 (Hank's Balanced Salt Solution, HBSS) 是细胞离或培养中常用的磷酸盐缓冲液之一, 主要成分包括 NaCl、KCl、 KH_2PO_4 、 Na_2HPO_4 、 NaHCO_3 、 CaCl_2 、 MgCl_2 、 MgSO_4 和葡萄糖。Hank's 平衡盐溶液常用于组织块的漂洗、细胞的洗涤、细胞或组织的运输、其他试剂的配制以及作为细胞计数的稀释液等。

产品浓度	1×
pH	7.0-7.4
CaCl_2 (无水)	140 mg/L
$\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	100 mg/L
$\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	100 mg/L
NaHCO_3	350 mg/L
D-葡萄糖	1000 mg/L
酚红指示剂	10 mg/L

注意事项

- 1、本产品为即用型，经 0.1 μ m 过滤除菌，可直接使用，使用前无需稀释或过滤除菌等任何处理；
- 2、使用本产品时应注意无菌操作，避免污染；
- 3、本产品中含有钙镁离子，易产生少量沉淀，一般温浴后沉淀即可溶解；若沉淀较多且又无法溶解时，请放弃使用；
- 4、由于 Hank's 平衡盐溶液 NaHCO₃ 含量较低，不能用于 5%CO₂ 的环境，若放入 CO₂ 培养箱，溶液将迅速变酸，使用时应注意；
- 5、本产品仅用于科研或进一步研究使用，不用于诊断和治疗。