

产品名称：封闭山羊血清

产品货号：RA80001

产品概述

封闭血清适用于免疫组化或者免疫荧光实验中样本的封闭。可以封闭待检样本中与蛋白质非特异性结合的位点，另外还可以封闭样品中内源性的 Fc 片段结合位点，阻断抗体与样品中的 Fc 受体结合，从而降低背景，减少假阳性。在选择封闭血清时，要注意封闭用血清中不能含有目标蛋白，且与一抗来源不同，可用与二抗相同来源的封闭血清。

产品信息

产品形态	液体
产品规格	10 mL
储存条件	-20℃
运输条件	低温
有效期	5 年

使用方法（仅供参考）

1. 用 PBS (0.01 mol/L, pH7.2-7.4) 将封闭血清原液稀释 10 或 20 倍，配成 10%或者 5%的工作液。
2. 直接将工作液滴加在组织切片或者细胞涂片上。
3. 37℃孵育 10-30 分钟后清除血清，滴加适当比例稀释的一抗工作液，37℃孵育 1-2 h 或 4℃过夜。

注意事项

1. 本产品配制成工作液后请分装保存，避免反复冻融。。
2. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
3. 该产品仅供科研使用，不得用于诊断或临床实验。