

## KiClean™ 细胞房除菌剂

### 基本信息

| 货号      | 规格     | 形态 | 储存条件  | 运输条件 | 有效期   |
|---------|--------|----|-------|------|-------|
| RCA0007 | 500 mL | 液体 | 2~30℃ | 常温   | 24 个月 |

### 产品简介

KiClean™ 细胞房除菌剂，主要成分是阳离子抗菌素，是专门用于清除细胞房中细菌、真菌、支原体等微生物清除的一款产品，经多项独立试验验证表明对影响细胞培养的各类细菌、真菌、支原体等微生物均有清除的效果，尤其对暴露在空气中的细菌、真菌及其芽孢和孢子抑制可长达 7 - 10 天，多次使用即可清除。

作用原理：本产品是一种呈正电性的聚合物，能吸附呈负电性的各类细菌、真菌、支原体等微生物，并能阻碍菌体细胞壁的形成，同时抑制蛋白和微生物繁殖所需酶的合成，增加细胞膜通透性，使得各类细菌、真菌、支原体等微生物完全丧失繁殖能力，达到彻底清除的作用。

### 使用方法

1. 请佩戴乳胶手套操作，将除菌剂倒入喷壶中。
2. 在细胞房及实验室空间，喷两层即可快速杀灭常见污染源。
3. 喷洒本品后，需将细胞房或实验室密闭 10 - 20 min 后使用。
4. 建议每 1-2 周至少处理一次。

### 注意事项

- 1、本产品每次使用后应当关闭喷头，保证本产品的密闭保存，避免长时间接触空气，以免影响使用效果。
- 2、使用本产品喷洒细胞房时请穿戴实验服、口罩及乳胶手套，处理后，人尽量远离房间，密封 20-30 分钟后保持通风。
- 3、应避免本产品与皮肤和眼睛直接接触。一旦接触，请立即用大量清水洗净，不得延误。
- 4、本产品仅供科研使用，不可应用于临床诊断和治疗等。