

产品名称: 10×TBST

产品货号: RA10061

产品概述

本产品可应用于 Western Blot 实验中洗去膜上非特异性结合的抗体等试剂，以及免疫荧光、免疫组化等实验中封闭液的配制、一抗或二抗的配制、一抗或二抗孵育后的洗涤等，以降低背景，增强信噪比。本产品为 10 倍浓缩液，主要组分为 100 mM Tris, 1.5 M NaCl, 0.5% Tween-20, 需稀释 10 倍后使用。

产品规格

产品名称	保存条件	规格
10×TBST	RT	1L

保存于室温，有效期 1 年。

使用说明

取本产品 100 mL，与 900 mL 去离子水或蒸馏水、纯水充分混匀，即得到含 10 mM Tris, 150 mM NaCl, 0.05% Tween-20, pH 7.2-7.6 的 1×TBST 工作液。

注意事项

- 1、本产品稀释成 1×工作液后，建议 2~8℃保存，并在一周内使用；
- 2、若产品出现结晶析出，请置于 37℃水浴至完全溶解，不影响使用；
- 3、本品仅限科研使用。