

L-抗坏血酸-2-磷酸三钠盐溶液 (1 M)

基本信息

货号	规格	形态	储存条件	运输条件	有效期
CMD0019	1 mL	液体	-5~-20°C, 避光	低温	12 个月

产品简介

L-抗坏血酸-2-磷酸三钠盐 (Asc-2P) 是一种长效的维生素 C 衍生物, 有抗氧化活性保护细胞免受氧自由基损伤、抑制细胞凋亡、促进肝细胞生长因子 (HGF) 的产生、促进胶原蛋白的表达和形成、还可作为碱性磷酸酶 ALP 催化底物。

注意事项

- 1、本产品已经过 0.1 μ m 过滤除菌, 融化后可直接使用;
- 2、使用本产品时应注意无菌操作, 避免污染;
- 3、产品应置于 2-8°C 中解冻, 摇匀后使用, 不建议反复冻融;
- 4、若解冻后有析出物, 可以涡旋混匀或用移液器吹打混匀, 室温静置 1 小时左右或者 37°C 培养箱放置 20-30 分钟后观察析出物是否可以正常溶解, 能溶解则可正常使用;
- 5、本产品为浓缩液, 请根据需要稀释后使用;
- 6、常规 2-8°C 保藏建议一月内使用完毕为宜; 长期不用需 -5~-20°C 冷冻保藏, 不宜室温或者 2-8°C 长期保藏; 为避免反复冻融, 用量较少时建议进行分装后冷冻保藏;
- 7、本产品仅用于科研或进一步研究使用, 不用于诊断和治疗。