

G-5 添加剂 (100×)

基本信息

货号	规格	形态	储存条件	运输条件	有效期
CMD0021	1 mL/1 mL×5	液体	-5~-20℃, 避光	低温	18 个月

产品简介

G-5 添加剂基于 Bottenstein' s G-5 配方, 是一种化学成分确定的无血清添加剂。推荐用于神经胶质细胞 (正常和肿瘤) 的星形胶质细胞表型 (星形胶质细胞) 的生长和表达。G-5 添加剂以 100× 浓缩液形式提供, 专为配合 Neurobasal 神经元培养基使用而设计。它也可以与 DMEM、DMEM/F-12 或其他基础培养基配套使用。

注意事项

- 1、本产品为 100× 浓缩液, 请根据需要稀释后使用;
- 2、使用本产品时应注意无菌操作, 避免污染;
- 3、本产品仅用于科研或进一步研究使用, 不用于诊断和治疗。