

兔血清

基本信息

货号	规格	形态	储存条件	运输条件
CMS0009	100 mL/500 mL	液体	-20℃	低温、密封、避光

产品说明

本产品采用兔血液为原料，无菌采集、批量混合，经 0.1 μ m 微孔滤芯无菌过滤分装而成。溶液状态下为黄色澄清液体（不同批次间颜色略有深浅变化，属于正常现象），长时间静置会有少量蛋白析出，使用前请震荡混匀。

无菌检测	37℃度放置 6 天后，无混浊或沉淀。
内毒素测定	< 50 EU/mL
支原体	阴性

产品应用（仅供参考）：

本品适用于普通细胞培养和配制试剂用。

使用时需要注意以下几点：

- 1、血清一般储存于-20℃，使用时为避免反复冻融，建议无菌环境下分装成小包装，储存于-20℃。
- 2、血清融化时最好先置于 2-8℃冰箱中使之溶解，然后在室温下使之全溶，溶解过程中必须规则地摇晃均匀。
- 3、融化后的血清在 4℃不宜长时间存放，应尽快使用。

注意事项

- 1、本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区；
- 2、为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。