

细胞培养用注射用水 (WFI)

基本信息

货号	规格	pH	形态	储存条件	运输条件	有效期
RC0155	500 mL	4.0~7.5	液体	2~30°C	常温	36 个月

产品简介

细胞培养用注射用水 (WFI)，是将超纯水经过 8 次高温蒸馏而成，不添加任何物质，具有超低内毒素的优势，可用于干粉培养基的溶解、溶液配制、各种缓冲液的制备以及清洁剂和冲洗剂。

产品特性

超低内毒素 (< 0.25 EU/mL)，电导率及总有机碳含量定期监测，以确保细胞培养要求。

注意事项

- 1、本产品经 $0.1\mu\text{m}$ 过滤除菌；
- 2、使用本产品时应注意无菌操作，避免污染；
- 3、本产品仅供研究或进一步生产使用，不用于诊断或治疗。