

磷酸盐缓冲液 (PBS) , 含双抗

基本信息

货号	规格	形态	储存条件	运输条件	有效期
RC0177	500 mL	液体	2~30°C	常温	18 个月

产品简介

平衡盐溶液 (Balanced Salt Solution, BSS) 也叫生理溶液 (Physiological Solution) , 是集缓冲液的缓冲力、生理盐水的等渗性以及培养液的营养供应特点于一体的, 具有维持渗透压、保持 PH 稳定以及提供简单的营养的作用, 可满足体外实验中组织、器官或细胞的生存和代谢的基本需要。一些平衡盐溶液中还添加了少量酚红, 用以指示溶液的酸碱度变化。

磷酸盐缓冲液 (Phosphate-Buffered Saline, PBS) 是生物化学研究中使用最为广泛的一种平衡盐溶液、主要成分为 Na_2HPO_4 、 KH_2PO_4 、 NaCl 和 KCl 。PBS 缓冲液常用于组织块的漂洗、细胞的洗涤、细胞或组织的运输、其他试剂的配制以及作为细胞计数的稀释液等。

产品浓度	1×
pH	7.2-7.4
磷酸盐浓度	10 mM
Ca^{2+}	无
Mg^{2+}	无
NaHCO_3	无
D-葡萄糖	无
酚红指示剂	无
青霉素 G 钠盐	100 KU/L
硫酸链霉素	100 mg/L

注意事项

- 1、本产品为即用型，经 0.1 μ m 过滤除菌，可直接使用，使用前无需稀释或过滤除菌等任何处理；
- 2、使用本产品时应注意无菌操作，避免污染；
- 3、本产品仅用于科研或进一步研究使用，不用于诊断和治疗。