

PBS-EDTA 缓冲液

基本信息

货号	规格	形态	储存条件	运输条件	有效期
RC0193	500 mL	液体	2~30°C	常温	12 个月

产品简介

PBS-EDTA 是 PBS 缓冲液与 EDTA（乙二胺四乙酸）的混合溶液，核心作用是在保持样本生理环境稳定的同时，螯合金属离子以抑制酶活性或防止细胞聚集。

产品浓度	1×
pH	7.4 +/- 0.15
EDTA	10 mM
KCl	2.7 mM
KH ₂ PO ₄	1.76 mM
NaH ₂ PO ₄	10.1 mM

注意事项

- 1、本产品为即用型，经 0.1μm 过滤除菌，可直接使用，使用前无需稀释或过滤除菌等任何处理；
- 2、使用本产品时应注意无菌操作，避免污染；
- 3、本产品仅用于科研或进一步研究使用，不用于诊断和治疗。