

超滤水，细胞培养级

基本信息

货号	规格	形态	储存条件	运输条件	有效期
RC0197	500 mL	液体	2~30°C	室温	36 个月

产品简介

超滤水是一种通过物理阻隔原理加压过滤掉水中大分子物质的水。超滤水设备通过小孔径 0.1 μ m 的滤膜将水中的细菌等微生物过滤掉，同时保留水分子和有益矿物质。超滤水在细胞实验、溶液配置、WB、IHC 等生物实验均可使用。

pH	5.0-7.5
内毒素	< 3 EU/mL
级别	细胞培养级

产品特性

理化性质稳定可控，可用于细胞培养和溶液配制。

注意事项

- 1、本产品经 0.1 μ m 过滤除菌，可直接使用，使用本产品时应注意无菌操作，避免污染；
- 2、本产品仅用于科研或进一步研究使用，不用于诊断和治疗。