

HT 添加剂 (50×)

基本信息

货号	规格	形态	储存条件	运输条件	有效期
CMD0012	100 mL	液体	-5~-20°C	低温	12 个月

产品简介

HT 添加剂是次黄嘌呤 (Hypoxanthine) 和胸腺嘧啶核苷 (Thymidine) 的混合剂, HT 的培养基适合于帮助细胞从筛选后恢复, 以克服残留的细胞内氨基喋呤的影响。核苷的从头生物合成途径一经重建, 就可以停止 HT 添加剂的补充。

浓度	50 ×
pH	9.2-9.4
溶剂	0.85% NaCl 溶液
次黄嘌呤	5 mM
胸腺嘧啶核苷	0.8 mM

产品使用说明

使用前应稀释至 1×, 具体操作为使用枪头吸取 1m LHT 添加剂 (50×) 加入 49 mL 所需要稀释的细胞培养基中。

注意事项

- 1、本产品经 0.1μm 过滤除菌;
- 2、使用本产品时应注意无菌操作, 避免污染;
- 3、本产品为 50×浓缩液, 请根据需要稀释后使用;
- 4、本产品仅用于科研或进一步研究使用, 不用于诊断和治疗。