

猪子宫内膜上皮细胞-永生化完全培养基产品说明书

基本信息

货号	规格	有效期	外观	储存条件	运输条件
CXS00779-C	100mL/125 mL×4	1 个月	液体	2-8℃，避光保存	冰袋冷藏运输

产品简介

猪子宫内膜上皮细胞-永生化完全培养基由我司技术团队精心优化，经过长期测试，本产品可保持猪子宫内膜上皮细胞-永生化最佳的生长状态。本产品中已包含猪子宫内膜上皮细胞-永生化生长所需的各种成分，无需添加任何成分，可直接用于猪子宫内膜上皮细胞-永生化的体外培养。

培养基成分	
产品浓度	1 ×
细菌检测	阴性
真菌检测	阴性
支原体检测	阴性
细胞形态	正常
细胞生长实验	合格
内毒素含量 (EU/ml)	≤3

注意事项

- 1. 本完全培养基在 4℃保存一个月，-20℃保存，可以延长保存时间，避免反复冻融影响完全培养基的效果。
- 2. 本产品无需添加额外成分，可直接使用。使用本产品时应注意无菌操作，避免污染。
- 3. 为保持本产品的最佳使用效果，不宜将其长时间放置于室温或较高的温度环境中。
- 4. 请在产品保质期内使用，超出保质期请勿使用。
- 5. 本产品仅供科研使用，不可应用于临床诊断和治疗等。